

Proxis

URETERAL ACCESS SHEATH


ENDOUROLOGY

ORDERING INFORMATION

バード PROXIS 尿管アクセスシース

カタログ番号	ダイレータ径	シース径	シース長	包装単位	償還区分
231025	10Fr	12Fr	25cm	1入	尿路拡張カテ・尿管
231035			35cm		
231045			45cm		
231225	12Fr	14Fr	25cm		
231235			35cm		
231245			45cm		

販売名：バード PROXIS 尿管アクセスシース
認証番号：229ADBZX00080000
クラス分類：〔2〕管理医療機器
一般的名称：カテーテル拡張器(コード：32338000)



Proxis

URETERAL ACCESS SHEATH

バード PROXIS 尿管アクセスシース



Get closer

・事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。
・本製品の添付文書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA) の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。
・製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

製造販売業者
株式会社メディコン

本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8
☎06(6203)6541(代)

© 2018 BD. BD、BDロゴおよびその他の商標はBecton, Dickinson and Companyが所有します。
2018.11.3.000



Artist rendering.



Designed for the combination of
Improved Placement...

& More Accurate
Positioning

PROXISシース	製品特長
The right combination	親水性コーティング
	スムーズな移行部
	ステンレスコイルで補強されたシース
	ショートチップ
	X線不透マーカー
	操作しやすいハブデザイン

ショートチップ

ショートチップデザインが結石近位へのアクセスを可能にします




X線不透マーカー

シース先端のX線不透マーカーが透視下での適切な位置決めを可能にします

親水性コーティング

ダイレータ/シース表面の親水性コーティングが挿入操作をサポートします



スムーズな移行部

ダイレータ/シース移行部は段差が少ないデザインでスムーズな尿路へのアクセスを補助します

ステンレスコイルで補強されたシース

ステンレスコイルで補強されたシースは体内に挿入しやすく内視鏡操作が行いやすい

操作しやすいハブデザイン

ロック構造により、ダイレータ/シース一体での挿入操作をサポートします

シースハブは口径が大きく、内視鏡の出し入れが行いやすいデザインです

