

ENDOBEAM®

HOLMIUM LASER FIBER

Ordering Information

販売名：バード エンドビーム

カタログ番号	仕様	規格 (コア径)	包装単位
SU0200	200 μ ホルミウムレーザーファイバー	200 μ m	3入
SU0272	272 μ ホルミウムレーザーファイバー	272 μ m	
SU0365	365 μ ホルミウムレーザーファイバー	365 μ m	
SU0550	550 μ ホルミウムレーザーファイバー	540 μ m	
SU1000	1000 μ ホルミウムレーザーファイバー	940 μ m	

販売名：バード エンドビーム
承認番号：22600BZX00067000
クラス分類：[3] 高度管理医療機器
一般的名称：単回使用レーザーガイド用プローブ

販売名：ストリップ

カタログ番号	仕様	カラーコード	包装単位
ST0200	200 μ ファイバー用ストリップ	ホワイト	1入
ST0272	272 μ ファイバー用ストリップ	ダークグリーン	
ST0365S	365 μ ファイバー用ストリップ	イエロー	
ST0550	550 μ ファイバー用ストリップ	ライトグリーン	
ST1000	1000 μ ファイバー用ストリップ	ブラウン	

販売名：クリーバ

カタログ番号	仕様	包装単位
CL0001	ファイバー用クリーバ	1入

※事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。本製品の添付文書は、弊社WEBサイト及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。

※製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

Bard、バード、ENDOBEAM、エンドビームは、C. R. Bard社の登録商標です。

BARD | MEDICAL

製造販売業者

 株式会社 メディコン

本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎06(6203)6541(代)

大阪営業所 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎06(6203)6770(代)

東京営業所 東京都台東区上野5丁目6-10 ☎03(5812)3511(代)

札幌 ☎011(281)7422 仙台 ☎022(295)6762

名古屋 ☎052(722)4373 広島 ☎082(924)7277

福岡 ☎092(526)6677

<http://www.medicon.co.jp>

2015.4.5,000.T.M.

Copyright© 2015 Medicon,Inc. All Rights Reserved.

C0514

LASER FIBERS

ENDOBEAM®

HOLMIUM LASER FIBER



STONE MANAGEMENT

BARD | MEDICAL

ENDOBEAM[®]

HOLMIUM LASER FIBER

A Complete Line of Fibers to Meet Your Procedural Needs

バード エンドビーム[®]は、結石破碎治療や生体組織の切開・止血・凝固など様々な内視鏡手術のニーズに対応するホルミウムヤグレーザエネルギーを効率的に伝達します。

青色ジャケットは術野内での可視性を向上させます。

ストレインレリーフにファイバーサイズが表示されていることで識別が可能です。

バーサパルスホルミウムヤグレーザ装置に適合(SMA-905型コネクタ)します。※

フラットに研磨されたティップ先端からホルミウムヤグレーザエネルギーが送出されます。

Product Line

ファイバーサイズ	最大出力	適合する内視鏡
200 μ ファイバー	25ワット	軟性鏡
272 μ ファイバー	45ワット	軟性鏡
365 μ ファイバー	100ワット	軟性鏡又は硬性鏡
550 μ ファイバー	100ワット	軟性鏡又は硬性鏡
1000 μ ファイバー	100ワット	硬性鏡

バード エンドビーム[®]は、バーサパルスホルミウムヤグレーザ装置(製造販売業者:日本ルミナス)に接続して使用することができます。※

High performance by true 200 μ fiber

200 μ ファイバーは、コア径:200 μ であるため、高度の湾曲性能と軟性鏡の湾曲負担軽減が期待できます。

Reduced O.D. for 365 μ fiber

365 μ ファイバーは、青色ジャケット加工を薄くすることにより、ファイバー外径を細径化しています。これにより術中の灌流量が向上するなど手技の汎用性が期待されます。



デバイス挿入なし



バード エンドビーム[®] 200 μ 挿入時



内視鏡ワーキングチャンネル内の
エンドビーム365 μ ファイバー