

Ordering Information

バード SOLO ガイドワイヤー（PLUSタイプ）

カタログ番号	仕様	規格	全長	先端形状	末端カラー	包装単位
HW35SSJ	0.035 inch PLUS タイプ	最大外径 0.90mm	150cm	ストレート	緑	5入
HW35SAJ				アングル		

バード SOLO ガイドワイヤー（FLEXタイプ）

カタログ番号	仕様	規格	全長	先端形状	末端カラー	包装単位
HW35FSJ	0.035 inch FLEX タイプ	最大外径 0.90mm	150cm	ストレート	紫	5入
HW35FAJ				アングル		

販 売 名：バード SOLO ガイドワイヤー
認 証 番 号：228ADBZX00129000
クラス分類：[2]管理医療機器
一般的名称：非血管用ガイドワイヤ（コード：35094022）
償 還 区 分：ガイドワイヤー

BARD SOLO

HYBRID GUIDEWIRE WITH HYDROPHILIC TIP

バード SOLO ガイドワイヤー



・事前に必ず添付文書及び取扱説明書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。
・本製品の添付文書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。
・製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・Bard、バードは、C. R. バード社の登録商標です。
・TRITON、トライトンは、C. R. バード社の商標です。

株式会社メディコン

本 社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎06(6203)6541(代)
(平野町センチュリービル9F)
大阪営業所 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎06(6203)6770(代)
(平野町センチュリービル4F)
東京営業所 東京都台東区上野5丁目6-10 ☎03(5812)3511(代)
(HIF上野ビルディング8F)
札 幌 ☎011(281)7422 仙 台 ☎022(295)6762
名古屋 ☎052(722)4373 広 島 ☎082(924)7277
福 岡 ☎092(526)6677



BARD SOLO PLUS



BARD SOLO ガイドワイヤー (PLUSタイプ) のコアワイヤーは、ニチノールよりキンク耐性が高く、コシの強いTRITON製です。

TRITON=剛性の高いニッケル-チタン-コバルト合金


BARD SOLO FLEX



BARD SOLO ガイドワイヤー (FLEXタイプ) のコアワイヤーは、NITINOL 製です。

BARD SOLO ガイドワイヤー

- ・ 本品の先端チップは、X線透視下視認性を有します。



- ・ 柔軟性を有し、先端からコイル部にかけて親水性コーティング (5cm) が施されたラウンド形状の先端チップは尿管内へのスムーズなアクセスとナビゲーションを補助します。



- ・ シャフトはコアワイヤーにPTFEコーティングコイルを巻き付けたデザインで、術者の操作性を補助します。

- ・ ガイドワイヤー末端は柔軟な構造で軟性尿管鏡へのダメージを軽減します。(SOLO PLUSは緑、SOLO FLEXは紫に色分け)

- ・ 各製品で先端チップ形状は、ストレート型またはアングル型を選択できます。